

「UKドレーンカテーテル」19Fr同梱バック用コネクタ 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度「UKドレーンカテーテル」19Frに同梱されておりますバック用コネクタの
仕様変更を行うことになりましたので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

「UKドレーンカテーテル」19Frに同梱されているバック用コネクタの材質を下記の通り変更致します。

変更前



材質: 全て硬質PVC

変更後



材質: ドレーン接続側: 硬質PVC
バック接続側(黄枠内): 軟質PVC

※バック用コネクタおよび個包装・内箱・外箱のサイズに変更はありません。

変更時期

商品コード	品番	JANコード	変更ロット	変更時期
40-516	UKドレーンUC-1911-DC	4987458405167	13611021	平成29年 3月
40-517	UKドレーンUC-1911-DCN	4987458405174	未定	平成29年11月
40-520	UKドレーンUC-1911-DCS	4987458405204	13608032	平成29年 2月中旬
40-521	UKドレーンUC-1911-DCSN	4987458405211	13608033	平成29年 3月
40-526	UKドレーンUC-1911-DCS2	4987458405266	未定	平成29年 7月
40-527	UKドレーンUC-1911-DCSN2	4987458405273	未定	平成29年 6月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。