

「エクステンションチューブ」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、仕様を変更致しますので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- 混注部の仕様を変更します。
 - ① 混注部の位置が現行品と比較して上流側になります。
 - ② 二つの混注管が二連一体型となり、複数の混注時における接続が容易になります。

対象製品

JANコード	商品コード	品番
4987458666131	66-613	STEX3-50NFP2H
4987458666025	66-602	STEX1-50NFPS
4987458666032	66-603	STEX1-50APS
4987458666148	66-614	STEX3-50NFPS
4987458666285	66-628	STEX3-50APS
4987458666155	66-615	STEX3-50NFPH

JANコード	商品コード	品番
4987458665745	66-574	STEX3-50PFP2H
4987458665684	66-568	STEX1-50PFPS
4987458665769	66-576	STEX3-50PFPS
4987458665776	66-577	STEX3-50PFPH


変更ロット及び変更予定時期

新商品コードの出荷時より

変更内容


変更前: 商品コード 66-613、混注管上流 100mm、下流 300mm

変更後: 商品コード 66-574、二連混注管、混注管上流 100mm、下流 400mm




変更前: 商品コード 66-602/603、混注管上流 200mm、下流 200mm

変更後: 商品コード 66-568、混注管上流 100mm、下流 400mm



変更前: 商品コード 66-614/628、混注管上流 200mm、下流 300mm

変更後: 商品コード 66-576、混注管上流 100mm、下流 400mm



変更前: 商品コード 66-615、混注管上流 200mm、下流 300mm

変更後: 商品コード 66-577、混注管上流 100mm、下流 400mm

