

「エクステンションチューブ」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、仕様を変更致しますので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- 混注部の仕様を変更します。
 混注部の位置が現行品と比較して上流側になります。


対象製品及び変更予定時期

JANコード	商品コード	品番
4987458666513	66-651	STPBEX3-50NFP2H
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS
4987458666445	66-644	STPBEX1-50APS
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS
4987458666605	66-660	STPBEX3-50APS
4987458666537	66-653	STPBEX3-50NFPH


JANコード	商品コード	品番	変更予定時期
品番変更なし			未定
品番変更なし			平成 29 年 4 月以降
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS	
品番変更なし			平成 28 年 12 月中旬
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS	
品番変更なし			平成 28 年 12 月中旬

変更内容

変更前: 商品コード 66-651、混注管上流 100mm、下流 300mm



変更後: 混注管上流 60mm、下流 400mm




変更前: 商品コード 66-643/644、混注管上流 200mm、下流 300mm



変更後: 混注管上流 100mm、下流 400mm



変更前: 商品コード 66-652/660、混注管上流 200mm、下流 300mm



変更後: 混注管上流 100mm、下流 400mm



変更前: 商品コード 66-653、混注管上流 200mm、下流 300mm



変更後: 混注管上流 100mm、下流 400mm

