

お客様 各位

平成29年 2月



「エクステンションチューブ」 PVC タイプ コネクタ仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、コネクタ仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- コネクタ形状を変更します。スリップコネクタも新ロック形状に統一になります。
- 接液部分の材質が、ポリカーボネートからポリプロピレンに変更になります。耐薬品性が向上しました。
- 包装デザインを変更します。(別紙ご案内参照ください。)

対象製品及び変更予定時期

JANコード	商品コード	品番
4987458665974	66-597	STEX1-100NFRC
4987458666001	66-600	STEX1-50NFRC
4987458666018	66-601	STEX1-50ARC
4987458665950	66-595	STEX1-20NFRCs
4987458665967	66-596	STEX1-20ARCS
4987458665981	66-598	STEX1-20NFPS
4987458665998	66-599	STEX1-20APS
4987458666025	66-602	STEX1-50NFPS
4987458666032	66-603	STEX1-50APS
4987458666094	66-609	STEX1-10NFS
4987458666049	66-604	STEX1-20NFS
4987458666056	66-605	STEX1-20AS
4987458666063	66-606	STEX1-50NFS
4987458666070	66-607	STEX1-50AS
4987458666087	66-608	STEX1-100NFS
4987458666100	66-610	STEX3-50NFRC
4987458666117	66-611	STEX3-50ARC
4987458666223	66-622	STEX3-100NFRC
4987458666292	66-629	STEX3-50NFRCs
4987458666308	66-630	STEX3-50ARCS
4987458666124	66-612	STEX3-50NFRC2
4987458666131	66-613	STEX3-50NFP2H
4987458666261	66-626	STEX3-20NFPS
4987458666278	66-627	STEX3-20APS
4987458666148	66-614	STEX3-50NFPS
4987458666285	66-628	STEX3-50APS
4987458666155	66-615	STEX3-50NFPH
4987458666209	66-620	STEX3-10NFS
4987458666162	66-616	STEX3-20NFS
4987458666179	66-617	STEX3-20AS
4987458666186	66-618	STEX3-50NFS
4987458666193	66-619	STEX3-50AS
4987458666216	66-621	STEX3-100NFS



JANコード	商品コード	品番	変更予想時期
4987458665646	66-564	STEX1-100PFRC	4月上旬
4987458665653	66-565	STEX1-50PFRC	2月末
			5月末
4987458665660	66-566	STEX1-20PFRCs	3月中旬
			未定
4987458665677	66-567	STEX1-20PFPS	5月末
			9月頃
4987458665684	66-568	STEX1-50PFPS	2月末
			9月頃
4987458665691	66-569	STEX1-10PFS	3月中旬
4987458665707	66-570	STEX1-20PFS	4月上旬
			9月頃
4987458665714	66-571	STEX1-50PFS	3月中旬
			4月中旬
4987458665578	66-557	STEX1-100PFS	3月上旬
4987458665721	66-572	STEX3-50PFRC	4月上旬
4987458665622	66-562	STEX3-100PFRC	3月末
			2月末
4987458665738	66-573	STEX3-50PFRCs	4月末
			4月上旬
4987458665639	66-563	STEX3-50PFRC2	6月上旬
4987458665745	66-574	STEX3-50PFP2H	6月上旬
4987458665752	66-575	STEX3-20PFPS	4月上旬
			5月末
4987458665769	66-576	STEX3-50PFPS	2月中旬
			4月上旬
4987458665776	66-577	STEX3-50PFPH	4月末
4987458665783	66-578	STEX3-10PFS	4月上旬
4987458665790	66-579	STEX3-20PFS	3月末
			2月末
4987458665806	66-580	STEX3-50PFS	5月末
			3月中旬
4987458665585	66-558	STEX3-100PFS	5月上旬

変更前

<オスコネクタ>


ロックコネクタ




スリップコネクタ



変更後



必要に応じて、ロックカプラを後ろにスライドさせることができます。



<メスコネクタ>



※ メスコネクタにセーフタッチプラグ・セーフタッチ三方活栓が付いている製品は、従来品よりメスコネクタ形状の変更ありません。

