

「エクステンションチューブ」 PVC フリータイプ スリップ形状変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、コネクタ仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- コネクタ形状を変更します。
- スリップコネクタは新ロック形状に統一になります。
- 接液部分の材質が、ポリカーボネートからポリプロピレンに変更になります。耐薬品性が向上しました。

対象品番及び変更予定時期


JANコード	商品コード	品番
4987458666360	66-636	STPBEX1-20ARCS
4987458666391	66-639	STPBEX1-20APS
4987458666421	66-642	STPBEX1-50ARC
4987458666445	66-644	STPBEX1-50APS
4987458666469	66-646	STPBEX1-20AS
4987458666483	66-648	STPBEX1-50AS
4987458666506	66-650	STPBEX3-50ARC
4987458666551	66-655	STPBEX3-20AS
4987458666575	66-657	STPBEX3-50AS
4987458666599	66-659	STPBEX3-20APS
4987458666605	66-660	STPBEX3-50APS
4987458666636	66-663	STPBEX3-50ARCS

JANコード	商品コード	品番	変更予想時期
4987458666353	66-635	STPBEX1-20NFRCS	未定
4987458666384	66-638	STPBEX1-20NFPS	未定
4987458666414	66-641	STPBEX1-50NFRCS	未定
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS	未定
4987458666452	66-645	STPBEX1-20NFS	未定
4987458666476	66-647	STPBEX1-50NFS	未定
4987458666490	66-649	STPBEX3-50NFRCS	未定
4987458666544	66-654	STPBEX3-20NFS	未定
4987458666568	66-656	STPBEX3-50NFS	未定
4987458666582	66-658	STPBEX3-20NFPS	2月下旬
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS	3月末
4987458666629	66-662	STPBEX3-50NFRCS	3月中旬

変更内容詳細

変更前

<オスコネクタ>



変更後



<メスコネクタ>



必要に応じて、ロックカプラを後ろにスライドさせることができます。

