

## 「エクステンションチューブ」 PVC フリータイプ コネクタ変更時期のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「エクステンションチューブ」の、コネクタ仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 変更内容

- コネクタの仕様を変更します。
- 接液部分の材質が、ポリカーボネートからポリプロピレンに変更になります。耐薬品性が向上しました。

### 対象製品及び変更予定時期

JAN コード	商品コード	品番	ロット	変更予想時期
4987458077005	07-700	STPBEX1-10NFS-T	16K05F2	12月中旬
4987458077012	07-701	STPBEX1-20NFS-T	16L07F1	2月中旬
4987458077029	07-702	STPBEX3-50NFPS-HI	16K05F3	12月中旬
4987458077043	07-704	STPBEX3-50NFRC-HI	16K18F2	2月中旬
4987458077081	07-708	STPBEX1-100NFRCS	16K12F1	1月中旬
4987458077098	07-709	STPBEX1-150NFRCS		
4987458077104	07-710	STPBEX1-150NFS		
4987458664946	66-494	STPBEX3-30PFPS1		
4987458664953	66-495	STPBEX3-100NFPH1	16K02F3	12月下旬
4987458664960	66-496	STPBEX3-105NFP2H1	16K14F3	1月上旬
4987458664977	66-497	STPBEX3-110NFP3H1		
4987458664984	66-498	STPBEX1-20PFPS1		
4987458664991	66-499	STPBEX3-20PFPS1	16L02F3	1月中旬
4987458665042	66-504	STPBEX3-100NFRCS		
4987458665059	66-505	STPBEX3-150NFRCS	16K21F1	未定
4987458666353	66-635	STPBEX1-20NFRCS		
4987458666377	66-637	STPBEX1-10NFS	16L06F2	1月上旬
4987458666384	66-638	STPBEX1-20NFPS		
4987458666414	66-641	STPBEX1-50NFRC		
4987458666438	66-643	STPBEX1-50NFPS	16K19F3	4月以降
4987458666452	66-645	STPBEX1-20NFS	17A16F2	4月下旬
4987458666476	66-647	STPBEX1-50NFS	16K03F1	12月中旬
4987458666490	66-649	STPBEX3-50NFRC	16K04F2	12月中旬
4987458666513	66-651	STPBEX3-50NFP2H		
4987458666520	66-652	STPBEX3-50NFPS	16K02F4	12月中旬
4987458666537	66-653	STPBEX3-50NFPH	16K09F1	12月中旬
4987458666544	66-654	STPBEX3-20NFS	16K02F1	11月下旬
4987458666568	66-656	STPBEX3-50NFS	16K03F2	12月中旬
4987458666582	66-658	STPBEX3-20NFPS	16K10F2	1月上旬
4987458666612	66-661	STPBEX3-10NFS	16K11F1	12月下旬
4987458666629	66-662	STPBEX3-50NFRCS	16K04F1	12月中旬
4987458666643	66-664	STPBEX1-100NFS		
4987458666667	66-666	STPBEX3-100NFS	17A13F3	2月下旬
4987458666674	66-667	STPBEX3-30NFPS	16K11F3	12月上旬
4987458666698	66-669	STPBEX3-50NFP3H		
4987458666704	66-670	STPBEX1-20NFPS1	16K04F3	11月下旬
4987458666711	66-671	STPBEX3-50NFRC2	17A13F4	4月下旬
4987458666728	66-672	STPBEX3-50NFP2S		
4987458666735	66-673	STPBEX3-20NFPS1		
4987458666742	66-674	STPBEX1-100NFSNCL		


※色が付いている製品は前回のご案内から追加・変更しています。

変更前


<オスコネクタ>



変更後



必要に応じて、ロックカプラを後ろにスライドさせることができます。



<メスコネクタ>



以上