


ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル

UKカフ付カテーテル 新発売のご案内

拝啓 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル“UKカフ付カテーテル”を新たに発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬 具



特 長

- カフ型カテーテルでは日本初の国産品
- カテーテル内外面にウロキナーゼを固定し、血栓形成を抑制
- ハブ部にアルコール消毒可能なPOMを採用
- 自由な角度に調節可能なベンダブルトンネル
- 逆流防止弁付シース

仕 様

医療機器承認番号：22400BZX00343000
高度管理医療機器（クラスⅢ）

品 名	UB-1218-WPJ	UB-1221-WP	UB-1221-WPJ	UB-1225-WPJ	UB-1228-WP	UB-1228-WPJ
商品コード	40-622	40-623	40-624	40-625	40-626	40-627
JANコード	4987458406225	4987458406232	4987458406249	4987458406256	4987458406263	4987458406270
カテーテル	外径 (Fr)	12.5				
	有効長 (cm)	18	21	25	28	
カニューラ外套型穿刺針 外径	17G					
ガイドワイヤ	外径 (mm)	0.97 (0.038")				
	長さ (cm)	60				
カテーテル流量 (mL/min)	脱血側	313	289	287	283	
	送血側	269	258	255	248	
プライミング量 (mL)	脱血側	1.4	1.5	1.7	1.8	
	送血側	1.4	1.5	1.7	1.8	
カテーテル形状	プレカーブ	ストレート	プレカーブ	プレカーブ	ストレート	プレカーブ
滅菌方法	EOG滅菌					

カテーテル流量測定条件：JIS T 3268による
1,000mm水柱、37℃

発売時期

- 平成29年3月