


短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル

シリコンフォーリーカテーテル「バルーン容量10mL」 新発売のご案内



特長

- バルーン容量を5mLから10mLに増量しました。
従来品に比べ、バルーン膨張水の尿中への透過（自然リーク）によるバルーン収縮を遅延させることができます。

規格

医療機器認証番号：220ADBZX00112000 クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	品名・規格	サイズ・バルーン容量	JANコード
25-509	シリコンフォーリーカテーテル SB2-14-10	14Fr・10mL	4987458255090
25-510	シリコンフォーリーカテーテル SB2-16-10	16Fr・10mL	4987458255106
25-511	シリコンフォーリーカテーテル SB2-18-10	18Fr・10mL	4987458255113
25-512	シリコンフォーリーカテーテル SB2-20-10	20Fr・10mL	4987458255120
25-513	シリコンフォーリーカテーテル SB2-22-10	22Fr・10mL	4987458255137
25-514	シリコンフォーリーカテーテル SB2-24-10	24Fr・10mL	4987458255144
25-515	シリコンフォーリーカテーテル SB2-26-10	26Fr・10mL	4987458255151

【梱包単位】200本（10本/箱 × 20箱） 【参考価格】15,000円（10本/箱）

発売時期

平成29年3月

以上