

お客様 各位

## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 横ずれ防止クランプ 仕様変更の件のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度は、横ずれ防止クランプの仕様を下記の通り変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 変更内容

#### 【横ずれ防止クランプ(ロバート、ミニクランプ共通)】

材質を透明ポリプロピレン(PP)より不透明PPへ変更致します。

その他形状に変更はございません。

	■変更前	■変更後
横ずれ防止クランプ (ロバートクランプ)		
横ずれ防止クランプ (ミニクランプ)		

### 変更理由

透明素材にて一部発生しておりました、クランプ閉塞時の通液を防止するため、従来素材へ変更致します。

### 変更開始ロット

変更開始ロット：17F01以降（2017年6月以降生産品）

※上記ロット以降の製造分より変更を実施します。

※施設によっては、変更時期が前後すると思われれます。