

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 血管形成バルーン用加圧器「パワーブルー」を ご使用いただく際の留意点につきまして

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております血管形成バルーン用加圧器「パワーブルー」（以下、「本製品」といいます。）において、海外で個包装が破損している事象がごく少数発生したことを本製品の製造元である PEROUSE MEDICAL より情報提供を受けました。

当該事象は、特定の製造番号において発生するおそれがありますが、下記写真のとおり個包装ブリスターフィルムのハンドル側または圧力計側のみで発生しており、目視での確認が可能です。つきましては、万一当該事象が認められた場合は、本製品のご使用を控えていただき、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。破損が認められた製品は弊社にて現品調査いたしますので、交換対応させていただきます。

甚だ略儀ではございますが、取り急ぎ書面にてご案内申し上げます。医療機関様にはご迷惑をおかけすることをお詫びするとともに、本案内につきましてご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

対象製造番号
15042623
15055219
15062670
15065523
15075610
15075615
15085508
15085605
15115072
15115597
16055648

＜個包装が破損した例＞

：ハンドル側



：圧力計側




---

製造販売 : ニプロ株式会社  
 大阪市北区本庄西 3 丁目 9 番 3 号  
 お問い合わせ先 : バスキュラー事業部 販売促進部  
 電話 : 06-6373-9391 FAX : 06-6373-1581