

自己検査用グルコース測定器

ニプロケアファスト Link[®] 新発売のご案内



外観写真 (例)

充電用クレードル

(商品コード 11-076) を組み合わせた充電例

特 長

- ニプロケアファスト[®]Rに比べて、本体、画面サイズは2倍、測定値の文字サイズは20%アップ見やすく、手に持ちやすい大きさ、画面です。
(外形寸法：幅 59 x 高さ 128 x 厚さ 15mm、重量：約 96 g、日本語表示、フルカラー 2.8 インチ)。
- Bluetooth[®] (ブルートゥース[®]) 無線通信を搭載。
- ニプロケアファスト[®]Rと共通のニプロCFセンサーが使用できます。

仕 様

ニプロケアファストLink 自己検査用グルコース測定器
 医療機器承認番号:22800BZX00430000 高度管理医療機器(クラスⅢ) 特定保守管理医療機器

商品コード	商品名	入数	梱包単位	参考価格	JANコード
11-077	ニプロケアファストLink	1台	1台/箱	13,000円	4987458110771
11-076	Link用充電クレードル	1台	1台/箱	3,000円	4987458110764

- ※ メーター単品 (11-077) には、メーター本体、取扱説明書、添付文書、ご使用前に、専用ポーチ 充電用マイクロUSBケーブル、専用ACアダプタが同梱されています。
- ※ ニプロケアファスト Link[®]の専用センサーは、ニプロCFセンサー (承認番号：22700EZX00030000 11-089 25枚入り、11-090 30枚入り) をご使用ください。
 「Bluetooth[®]」および「ブルートゥース[®]」は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で有り、ニプロ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づき使用しています。
 「ケアファスト Link[®]」「ケアファスト[®]」はニプロ株式会社の登録商標です。

発売時期

平成 29 年 5 月 18 日 発売