

## 血液透析濾過器「ファインフラックス®」 fineflux FIX®-E eco シリーズ 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、血液透析濾過器「ファインフラックス®」fineflux FIX®-E eco シリーズ」に 1.3 m<sup>2</sup>、1.7 m<sup>2</sup>の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

### 追加品番内容

商品名	FIX-130E eco	FIX-170E eco
商品コード	65-852	65-856
JANコード	4987458658525	4987458658563
膜面積(m <sup>2</sup> )	1.3	1.7
有効長(mm)	216	236
血液容量(mL)	75	105
クリアランス (mL/min)	尿素	240
	クレアチニン	229
	リン	219
	VB12	173
UFR(mL/hr/mmHg)	59	69
中空糸	ATA®	
	材質	トリアセテート
	内径(μm)	200
	膜厚(μm)	25
滅菌方法	ガンマ線滅菌	

### ■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=250mL/min、QD=500mL/min、QF=30mL/(min・m<sup>2</sup>) 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=250mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液(Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

### 発売時期

・平成 29 年 6 月 1 日