

お客様各位

「ニプロ吸引カテーテル(手袋付き)」 手袋仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ吸引カテーテル(手袋付き)」の手袋につきまして、

仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具


変更内容

- ・装着しやすいよう、手袋にエンボス加工(表面に凹凸をつける加工)を施しました。
(※材質に変更はございません)

現行



変更後



変更ロット

ロット番号 17F30 以降

対象品番

商品コード	商品名	JANコード	変更時期
23-340	NSCG-5 (TA2) M	4987458233401	平成30年 4月以降
23-341	NSCG-6 (TA2) M	4987458233418	平成29年 8月以降
23-342	NSCG-8 (TA2) M	4987458233425	平成29年 8月以降
23-343	NSCG-10 (TA2) S	4987458233432	平成29年 9月以降
23-344	NSCG-12 (TA2) S	4987458233449	平成29年 9月以降
23-345	NSCG-14 (TA2) S	4987458233456	平成29年 10月以降
23-346	NSCG-16 (TA2) S	4987458233463	平成30年 4月以降
23-347	NSCG-18 (TA2) S	4987458233470	平成30年 4月以降
23-348	NSCG-10 (TA2) -500	4987458233487	平成29年 8月以降
23-349	NSCG-12 (TA2) -500	4987458233494	平成29年 8月以降
23-350	NSCG-14 (TA2) -500	4987458233500	平成29年 10月以降
23-351	NSCG-16 (TA2) -500	4987458233517	平成30年 4月以降