

平成29年 7月

お客様 各位



「自動輸液ポンプ FP-1200EX」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「自動輸液ポンプ FP-1200EX」の認証移行に伴い、仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

①「医療機器承認番号」から「医療機器認証番号」に変更になります。(番号に変更はありません。)

【変更前】

【変更後】

医療機器製造販売承認番号 22500BZX00083000 → 医療機器製造販売認証番号 22500BZX00083000

②添付文書を改訂致します。

③IP 保護等級(水の浸入に対する保護)が「IPX1」から「IPX2」に変更になります。

④電源スイッチ部の形状を変更します。

【変更前】



【変更後】



対象製品

商品コード	商品名 品番	入り数	JANコード
56-861	輸液ポンプ FP-1200EX	1 台	4987458568619

変更開始製造番号・変更時期

変更開始製造番号 : 5173001～

変更時期 : 平成 29 年 8 月上旬頃

以上