

採血用穿刺器具

## ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ライトショット

単回使用自動ランセット

## ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ランセット

### 新発売のご案内



ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ライトショット



ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ランセット

### 特 長

- 針の周辺部分がディスプレイタイプのため複数人使用可能。(ただしランセットは交換が必要。)
- 持ちやすいペン型の穿刺器具。
- 穿刺深さが 5 段階で調節可能。

### 仕 様

ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ライトショット 医療機器届出番号: 27B1X00045000123 一般医療機器(クラス I)

ニプロセーフタッチ<sup>®</sup>ランセット 医療機器認証番号: 227AABZX00094000 管理医療機器(クラス II)

商品コード	JANコード	製品名	入数	参考価
11-726	4987458117268	ニプロセーフタッチライトショット	1 個	1,300 円
11-727	4987458117275	ニプロセーフタッチランセット 28G	25 本	500 円
11-728	4987458117282	ニプロセーフタッチランセット 28G	30 本	600 円
11-729	4987458117299	ニプロセーフタッチランセット 30G	25 本	500 円
11-730	4987458117305	ニプロセーフタッチランセット 30G	30 本	600 円

### 発売時期

平成 29 年 8 月 1 日