

「粘着式サンパックシリーズ」販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「粘着式サンパックシリーズ」の一部品番の販売を終了いたしますので下記のとおりご案内いたします。
代替品といたしまして「サイズ違い」をご検討くださいますようお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
敬具

記

終了規格

商品コード	品名・規格	JANコード	在庫 (8月16日現在)	完売時期 (見込み)
28-411	下部開口(S)	4987458284113	15袋(50枚入)	平成29年9月末
28-431	上部チャック(S)	4987458284311	39袋(50枚入)	平成30年1月末
28-433	上部チャック(L)	4987458284335	21袋(50枚入)	平成30年1月末

代替規格

商品コード	品名・規格	JANコード	参考価格
28-412	下部開口(M)	4987458284120	3,200円/袋(50枚入)
28-432	上部チャック(M)	4987458284328	3,200円/袋(50枚入)

仕様比較

商品コード	品名・規格	ストーマの大きさ	袋サイズ	粘着面
28-411	下部開口(S)	45mmまで	100×400mm	85×85mm
28-412	下部開口(M)	60mmまで	110×400mm	100×100mm
28-431	上部チャック(S)	45mmまで	120×170mm	85×85mm
28-432	上部チャック(M)	60mmまで	140×200mm	100×100mm
28-433	上部チャック(L)	80mmまで	140×200mm	120×120mm

以上