

お客様 各位

## 「パルバッグスパイク」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「パルバッグスパイク」一部品番におきまして、下記の通り製品仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記


### 対象品番・変更ロット

商品コード	品番・規格	変更ロット	変更時期	JANコード
46-102	ケムクレーブ PBC-10	17H04	10月	4987458461026

### 変更内容

コネクタとスパイクの間のチューブが無くなります。また、これに伴い、スパイクの形状が変更になります。

製品の全長に変更はありません。

変更前	変更後	変更点
		<ul style="list-style-type: none"><li>● コネクタとスパイクの間のチューブが無くなります。</li><li>● スパイク下部（つばの部分から下）が太くなります。</li></ul>

以上