

## 血液透析濾過器「ファインフラックス®」 fineflux FIX®-90E eco 品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
 さて、この度、血液透析濾過器「ファインフラックス®」fineflux FIX®-E eco シリーズに 0.9 m<sup>2</sup> の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

### 追加品番内容

商品名		FIX-90E eco
商品コード		65-848
JAN コード		4987458658488
膜面積 (m <sup>2</sup> )		0.9
有効長 (mm)		191
血液容量 (mL)		55
クリアランス (mL/min)	尿素	222
	クレアチニン	204
	リン	190
	VB12	139
UFR (mL/hr/mmHg)		49
中空糸	ATA®	
	材質	トリアセテート
	内径 (μm)	200
	膜厚 (μm)	25
滅菌方法		ガンマ線滅菌

### ■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=250mL/min、QD=500mL/min、QF=30mL/(min・m<sup>2</sup>) 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=250mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

### 発売時期

・平成 29 年 9 月 15 日