

連続測定型耳式体温計「ニプロCEサーモ」 仕様、品番変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「連続測定型耳式体温計 ニプロCEサーモ」の仕様及び品番変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容

①プローブ

- ・両耳用に変更しました。
- ・プローブ先端をやわらかい材質にしました。

現行

- ・右耳用プローブ
- ・左耳用プローブ



変更後

- ・標準両耳用プローブ



サイズ: 先端径Φ6.5mm 挿入部長11.5mm
ケーブル長2m


サイズ: 先端径Φ6.2mm 挿入部長12.3mm
ケーブル長2m

②本体セット

- ・表示液晶ディスプレイを付けました。本体セットで温度を確認できるようになりました。
- ・測定範囲が広がりました。

現行

- ・CEサーモ本体セット



変更後

- ・CEサーモ2本体セット



測定範囲: 22℃～42℃
サイズ: 幅90.0mm × 奥42.0mm × 高32.0mm
ケーブル長3m

測定範囲: 15℃～45℃
サイズ: 幅113.0mm × 奥42.0mm × 高29.3mm
ケーブル長3m

※現在ご使用の現行本体セット、プローブは、変更後のプローブ、本体セットに接続し、使用することができます。

対象品番

①プローブ

	商品コード	商品名	入数	JANコード
現行	43-141	CEサーモ 右耳用プローブ	10個/箱	4987458431418
	43-142	CEサーモ 左耳用プローブ	10個/箱	4987458431425



変更後	商品コード	商品名	入数	JANコード
	43-146	CEサーモ 標準両耳用プローブ	10個/箱	4987458431463

②本体セット

	商品コード	商品名	入数	JANコード
現行	43-140	CEサーモ 本体セット	1セット	4987458431401



変更後	商品コード	商品名	入数	JANコード
	43-147	CEサーモ2 本体セット	1セット	4987458431470

変更時期

商品コード	商品名	変更時期(販売開始時期)
43-146	CEサーモ 標準両耳用プローブ	平成29年11月27日から販売開始
43-147	CEサーモ2 本体セット	平成29年12月11日から販売開始

※現行の右耳用プローブ/左耳用プローブ及び本体セットは在庫がなくなり次第、販売を終了致します。
 右耳用プローブ/左耳プローブ:平成29年12月末頃終了予定
 本体セット:平成30年1月末頃終了予定