

お客様 各位

「ニプロエクステンションチューブ」(PVC フリー) 販売名変更・仕様変更・包材変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロエクステンションチューブ」(PVC フリー)の仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具










変更内容

- 販売名、一般的名称、承認番号が変更になります。
- 製品仕様が変更になります。
 - ・オスコネクタ、メスコネクタの材質と仕様
 - ・コネクタ部に「チューブ材質:PVC フリー」の赤い目印
- 個包装、内箱、外箱の包材仕様が変更になります。

対象製品及び変更時期

JAN コード	商品コード	品番	初回ロット
4987458665196	66-519	PB-EX1-150NFRC	17J28F1
4987458666773	66-677	PB-EX1-10NFCL	17J28F2
4987458666858	66-685	PB-EX1-100NFCL	17J28F3
4987458666872	66-687	PB-EX1-25NFCL	17J30F1
4987458666896	66-689	PB-EX3-25NFCL	17K23F1
4987458667251	66-725	PB-EX1-50NFH	17J30F2
4987458667268	66-726	PB-EX1-100NFH	17J25F1
4987458667275	66-727	PB-EX2-50NFH	17K18F1
4987458667282	66-728	PB-EX2-100NFH	17K10F3
4987458667299	66-729	PB-EX3-50NFH	17J23F1
4987458667305	66-730	PB-EX3-100NFH	17K29F1
4987458667312	66-731	PB-EX3-50NFRC	17K29F2
4987458667350	66-735	PB-EX3-120NFH	17J31F1
4987458667374	66-737	PB-EX1-150NFH	17J31F2

変更詳細

	変更前	変更後
販売名	ニプロエクステンションチューブ	ニプロエクステンションチューブ T
一般的名称	延長チューブ	輸血・カテーテル用延長チューブ
承認番号及び 認証番号	医療機器承認番号:16200BZZ01649000	医療機器認証番号:226AABZX00054000
仕様	<p>オスコネクタ</p>  <p>材質:ポリカーボネート</p>	 <p>材質:ポリプロピレン ※ロックカプラはポリカーボネート</p>  <p>必要に応じて、ロックカプラを後ろにスライドさせることができます。</p>
	<p>メスコネクタ</p>  <p>材質:ポリカーボネート</p>	 <p>材質:ポリプロピレン</p>
個包装		
内箱		
外箱	