

## 血液透析濾過器「マキシフラックス® MFX®-M eco シリーズ」

### 品番追加のご案内



拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、血液透析濾過器「マキシフラックス® MFX®-M eco シリーズ」に 2.5 m<sup>2</sup>の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

#### 追加品番内容

商品名		MFX-25M eco
商品コード		65-772
JAN コード		4987458657726
膜面積 (m <sup>2</sup> )		2.5
有効長 (mm)		305
血液容量 (mL)		148
クリアランス (mL/min)	尿素	249
	クレアチニン	247
	リン	244
	VB12	216
UFR (mL/hr/mmHg)		81
中空糸	材質	ポリエーテルスルホン
	内径 (μm)	200
	膜厚 (μm)	40
滅菌方法		ガンマ線滅菌

#### ■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=250mL/min、QD=500mL/min、QF=30mL/(min・m<sup>2</sup>) 試験液は水溶液

UFR 測定条件: QB=250mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

#### 発売時期

・平成 29 年 12 月 11 日

以上