

## 「ニプロバルーンカテーテル B2Rシリーズ」 販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度「ニプロバルーンカテーテル B2Rシリーズ」の全規格について販売を終了いたしますので  
下記のとおりご案内いたします。後継品といたしまして「RUSCH フォーリーカテーテル」をご検討ください  
ますようお願い申し上げます。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 終了規格

商品コード	規格	JANコード	終了時期
25-003	B2R-16-10	4987458250033	平成29年6月末 (出荷停止)
25-004	B2R-18-10	4987458250040	
25-001	B2R-12-10	4987458250019	平成29年8月末 (出荷停止)
25-002	B2R-14-10	4987458250026	
25-005	B2R-20-10	4987458250057	
25-006	B2R-22-10	4987458250064	
25-007	B2R-24-10	4987458250071	
25-012	B2R-16-30	4987458250125	
25-013	B2R-18-30	4987458250132	平成29年12月中旬
25-008	B2R-26-10	4987458250088	平成30年1月末
25-010	B2R-12-30	4987458250101	
25-011	B2R-14-30	4987458250118	
25-014	B2R-20-30	4987458250149	
25-015	B2R-22-30	4987458250156	
25-016	B2R-24-30	4987458250163	
25-017	B2R-26-30	4987458250170	
25-018	B2R-28-30	4987458250187	
25-019	B2R-30-30	4987458250194	

※ 25-012、25-013 は、在庫が無くなり次第、販売を終了させていただきます。

## 後継品

【販売名】RUSCH フォーリーカテーテル

【医療機器認証番号】226AIBZX00063000

【一般的名称】短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 【クラス分類】クラスⅡ（管理医療機器）

ニプロ 商品コード	ニプロJANコード	テレフレックスメディカル ジャパン規格	サイズ/容量表示	テレフレックスメディカル ジャパンJANコード
25-020	4987458250200	RJ180605-120	12Fr(4.0mm)5-10mL	4026704349753
25-021	4987458250217	RJ180605-140	14Fr(4.7mm)5-10mL	4026704349760
25-022	4987458250224	RJ180605-160	16Fr(5.3mm)5-15mL	4026704349777
25-023	4987458250231	RJ180605-180	18Fr(6.0mm)5-15mL	4026704349784
25-024	4987458250248	RJ180605-200	20Fr(6.7mm)5-15mL	4026704349791
25-025	4987458250255	RJ180605-220	22Fr(7.3mm)5-15mL	4026704349807
25-026*	4987458250262	RJ180605-240	24Fr(8.0mm)5-15mL	4026704613776
25-027*	4987458250279	RJ180605-260	26Fr(8.7mm)5-15mL	4026704349821
25-028*	4987458250286	RJ180630-120	12Fr(4.0mm)30-50mL	4026704613790
25-029*	4987458250293	RJ180630-140	14Fr(4.7mm)30-50mL	4026704613806
25-030	4987458250309	RJ180630-160	16Fr(5.3mm)30-50mL	4026704349876
25-031	4987458250316	RJ180630-180	18Fr(6.0mm)30-50mL	4026704349883
25-032*	4987458250323	RJ180630-200	20Fr(6.7mm)30-50mL	4026704349890
25-033*	4987458250330	RJ180630-220	22Fr(7.3mm)30-50mL	4026704349906
25-034*	4987458250347	RJ180630-240	24Fr(8.0mm)30-50mL	4026704349913
25-035*	4987458250354	RJ180630-260	26Fr(8.7mm)30-50mL	4026704613813
25-036*	4987458250361	RJ180630-280	28Fr(9.3mm)30-50mL	4026704613820
25-037*	4987458250378	RJ180630-300	30Fr(10.0mm)30-50mL	4026704613837

商品コード 25-026\*～029\*、032\*～037\* の発売は、平成30年1月22日(月)より、となります。  
その他の規格につきましては、流通可能です。

### 【化粧箱のデザイン】





### 【カテーテル本体の相違】

後継品RUSCH フォーリーカテーテルは、ロット間の色目バラツキを防ぐため、黄色の着色を施しています。



【バルーン容量30mLの相違】

品名	カフ位置	側孔数と位置
ニプロバルーンカテーテル B2Rシリーズ	先端より 3~5.5cm	4孔 先端より 0.5~1cm 、1.5~2cm
RUSCH フォーリーカテーテル	先端より 2~4.5m	2孔 先端より 0.5~1cm



以上