

2018年 1月

お客様各位



「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」 回転翼仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。
さて、この度弊社では「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」(医療機器承認番号:16100BZZ01735000)
の回転翼を下記の通り変更致します。
ご案内が遅れましたこと、誠に申し訳ございません。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具


変更点

現行のエンドホール型ならびにダブルアクシャル型(回転翼タイプ)に使用しております回転翼の糸掛け部を肉厚化させ耐久性を向上致します(下図赤枠部)。
※製品性能の変更はありません。

変更前



変更後



対象品番と変更 開始時期

対象品番と変更開始時期は次頁をご参照下さい。

・エンドホール型

商品コード	品番	切り替わり予定	切り替わりLot	商品コード	品番	切り替わり予定	切り替わりLot
40-387	UB-0813-WH	未定	未定	40-402	UB-1222-WHJ	2018.02	30710031
40-388	UB-0815-WH	未定	未定	40-416	UB-1222-WHJA	2018.08	未定
40-389	UB-1215-WH	2018.03	29710031	40-426	UB-1215-TH	2018.02	38710031
40-453	UB-1215-WHF	未定	未定	40-457	UB-1215-THF	2018.04	38710032
40-406	UB-1215-WHA	2018.06	29710032	40-432	UB-1215-THA	2018.06	38710033
40-464	UB-1215-WHAY	2018.02	29710033	40-469	UB-1215-THAY	2018.02	38711032
40-474	UB-1215-WHAYF	未定	未定	40-481	UB-1215-THAYF	2018.05	未定
40-390	UB-1220-WH	2018.03	29710034	40-428	UB-1220-TH	2018.02	38710034
40-454	UB-1220-WHF	2018.11	未定	40-458	UB-1220-THF	2018.02	38710035
40-552	UB-1220-WHFD	未定	未定	40-434	UB-1220-THA	2018.04	38710036
40-408	UB-1220-WHA	2018.04	未定	40-470	UB-1220-THAY	2018.12	38710037
40-465	UB-1220-WHAY	2018.06	未定	40-482	UB-1220-THAYF	2018.01	38710038
40-475	UB-1220-WHAYF	2018.01	29711011	40-430	UB-1225-TH	2018.04	38711021
40-423	SB-1220-WHS	2018.07	未定	40-459	UB-1225-THF	2018.02	38711022
40-403	UB-1220-WHO	2018.07	未定	40-436	UB-1225-THA	2018.05	38711023
40-392	UB-1225-WH	2018.04	29710021	40-471	UB-1225-THAY	2018.04	38711024
40-394	UB-1225-WH-2	未定	未定	40-484	UB-1225-THAYF	2018.04	38711025
40-455	UB-1225-WHF	2018.04	29710022	40-550	UB-1225-THL	2018.07	未定
40-553	UB-1225-WHFD	未定	29710023	40-617	UB-1230-TH	未定	未定
40-410	UB-1225-WHA	2018.08	未定	40-618	UB-1230-THA	未定	未定
40-466	UB-1225-WHAY	2018.06	未定	40-438	UB-1215-THJ	2018.01	39710021
40-477	UB-1225-WHAYF	2018.03	29710024	40-456	UB-1215-THJF	2018.01	39710022
40-424	SB-1225-WHS	未定	未定	40-440	UB-1215-THJA	2018.03	39710023
40-404	UB-1225-WHO	2018.05	29710025	40-468	UB-1215-THJAY	2018.03	39710024
40-395	UB-1230-WH	2018.03	29710035	40-479	UB-1215-THJAYF	2018.02	39710025
40-396	UB-1230-WH-2	未定	未定	40-615	UB-1220-THJ	未定	未定
40-412	UB-1230-WHA	2018.08	29710036	40-616	UB-1220-THJAY	2018.05	未定
40-467	UB-1230-WHAY	2018.11	未定	40-443	UB-1220-TS	2018.08	未定
40-398	UB-1213-WHJ	2018.06	未定	40-444	UB-1225-TS	2018.06	38711026
40-413	UB-1213-WHJA	2018.09	未定	40-445	UB-1215-TSJ	2018.06	39710026
40-399	UB-1215-WHJ	2018.02	30710011	40-448	UB-1320-QH	2018.06	未定
40-401	UB-1215-WHJ-2	未定	未定	40-461	UB-1320-QHF	2018.05	未定
40-452	UB-1215-WHJF	2018.02	未定	40-450	UB-1325-QH	2018.06	未定
40-414	UB-1215-WHJA	2018.06	30710012	40-462	UB-1325-QHF	2018.08	未定
40-463	UB-1215-WHJAY	2018.03	30710013	40-446	UB-1315-QHJ	2018.03	未定
40-472	UB-1215-WHJAYF	2018.01	30710014	40-460	UB-1315-QHJF	2018.04	未定
40-405	UB-1215-WHJO	2018.05	30710015				

・ダブルアクシャル型(回転翼タイプ)

商品コード	品番	切り替わり予定	切り替わりLot
40-364	UB-1015-W	未定	23711031
40-365	UB-1020-W	2018.02	23711032
40-366	UB-1115-W	2018.06	23711033
40-367	UB-1120-W	2018.05	23711034
40-368	UB-1125-W	2018.04	23711041
40-374	UB-1113-WJ	2018.06	27711011
40-375	UB-1115-WJ	2018.07	27711041
40-376	UB-1117-WJ	2018.01	27711012
40-377	UB-1120-WJ	未定	未定

※切り替わり予定が「未定」の製品につきましては、別途担当営業よりお伝えさせていただきます。

以上