

## 「ニプロサージカルハンド」「ニプロ手術用ゴム手袋」 販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度「ニプロサージカルハンド」「ニプロ手術用ゴム手袋」の販売を終了いたしますので  
下記のとおりご案内いたします。  
後継品といたしまして、別紙をご検討くださいますようお願いいたします。  
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
敬具

記

### 終了規格

#### ■ニプロサージカルハンド■

医療機器認証番号:219ADBZX00184000 医療機器クラス分類:クラスII(管理医療機器)

商品コード	規格	掌部幅	全長	指先厚み	JANコード	終了時期
20-120	5.5	72±5mm	>300mm	0.23mm	4987458201202	平成30年11月末
20-121	6.0	77±5mm	>300mm	0.23mm	4987458201219	平成30年8月末
20-122	6.5	83±5mm	>300mm	0.23mm	4987458201226	平成30年4月中
20-123	7.0	89±5mm	>300mm	0.23mm	4987458201233	平成30年4月中
20-124	7.5	95±5mm	>310mm	0.23mm	4987458201240	平成30年3月末
20-125	8.0	102±5mm	>310mm	0.23mm	4987458201257	平成30年5月末

ガンマ線滅菌、パウダー付、材質:天然ゴムラテックス、カフ部:ロールエンド、  
製造販売元:三興化学工業株式会社、 梱包単位:300双(1箱=20双×15箱)

#### ■ニプロ手術用ゴム手袋■

医療機器認証番号:220ADBZX00004000 医療機器クラス分類:クラスII(管理医療機器)

商品コード	規格	掌部幅	全長	指先厚み	JANコード	終了時期
20-071	6.0	77±5mm	>290mm	0.21mm	4987458200717	平成30年8月末
20-072	6.5	83±5mm	>290mm	0.21mm	4987458200724	平成30年6月末
20-073	7.0	89±5mm	>290mm	0.21mm	4987458200731	平成30年7月末
20-074	7.5	95±5mm	>300mm	0.21mm	4987458200748	平成30年2月末
20-075	8.0	102±5mm	>300mm	0.21mm	4987458200755	平成30年2月末

エチレンオキシサイドガス滅菌、パウダー付、材質:天然ゴムラテックス、カフ部:カットエンド、  
製造販売元:三興化学工業株式会社、 梱包単位:300双(1箱=20双×15箱)

以上

# ニプロ手術用手袋製品

## ■ニプロサージカルハンドPF■

医療機器認証番号: 219ADBZX00185000 医療機器クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

商品コード*	規格	掌部幅	全長	指先厚み	JANコード*
20-140	5.5	72±5mm	>250mm	0.18mm	4987458201400
20-141	6	77±5mm	>260mm	0.18mm	4987458201417
20-142	6.5	83±5mm	>260mm	0.18mm	4987458201424
20-143	7	89±5mm	>270mm	0.18mm	4987458201431
20-144	7.5	95±5mm	>270mm	0.18mm	4987458201448
20-145	8	102±6mm	>270mm	0.18mm	4987458201455

ガンマ線滅菌、パウダーフリー、材質: 天然ゴムラテックス、カフ部: ロールエンド、  
製造販売元: 三興化学工業株式会社 梱包単位: 300双 (1箱 = 20双 × 15箱)

## ■ニプロ手術用手袋PF■

医療機器認証番号: 229ADBZX00085A01 医療機器クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

商品コード*	規格	掌部幅	全長	指先厚み	JANコード*
20-165	5.5	72±5mm	>250mm	0.23mm	4987458201653
20-166	6	77±5mm	>260mm	0.23mm	4987458201660
20-167	6.5	83±5mm	>260mm	0.23mm	4987458201677
20-168	7	89±5mm	>270mm	0.23mm	4987458201684
20-169	7.5	95±5mm	>270mm	0.23mm	4987458201691
20-170	8	102±6mm	>270mm	0.23mm	4987458201707

ガンマ線滅菌、パウダーフリー、材質: 天然ゴムラテックス、カフ部: ロールエンド、  
製造販売元: 三興化学工業株式会社 梱包単位: 300双 (1箱 = 20双 × 15箱)

## ■エンブレム手術用手袋ラテックスフリー■

医療機器認証番号: 221ADBZX00109000 医療機器クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

商品コード*	規格	掌部幅	全長	指先厚み	JANコード*
20-150	5.5	72±5mm	>300mm	0.24mm	4987458201509
20-151	6	77±5mm	>300mm	0.24mm	4987458201516
20-152	6.5	83±5mm	>300mm	0.24mm	4987458201523
20-153	7	89±5mm	>300mm	0.24mm	4987458201530
20-154	7.5	95±5mm	>310mm	0.24mm	4987458201547
20-155	8	102±6mm	>310mm	0.24mm	4987458201554

ガンマ線滅菌、パウダーフリー、材質: 非天然ゴム (ポリイソプレン)、カフ部: ロールエンド、  
製造販売元: 三興化学工業株式会社 梱包単位: 300双 (1箱 = 20双 × 15箱)