

「マイショット®」及び「ニプロVAシリンジ」 針基部接着方法変更及び刃面向き統一のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「マイショット®」及び「ニプロVAシリンジ」の針基部接着方法変更及び刃面の向きの統一を行うことになりましたので、ご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 針基部の接着方法を従来のエポキシ樹脂接着（白色）からUV接着（透明）に変更し、刃面の向きを統一しました。

	現行品	変更品
針基部接着方法		
	白色（エポキシ樹脂接着）	透明（UV接着）
刃面の向きの統一	—	目盛りの向きに統一

変更品番

商品コード	販売名・品番	JANコード	変更ロット	変更時期
08-276	マイショット 0.5ML/100U28GX13MM	4987458082764	17L27	平成30年2月初旬頃
08-277	マイショット 0.5ML/100U30GX10MM	4987458082771	17L26	平成30年2月初旬頃
08-278	マイショット 1ML/100U27GX13MM	4987458082788	18Aロット以降	平成30年6月頃
08-296	VAシリンジ 1ML27G X 13MM	4987458082962	17K11	平成30年9月頃
08-299	VAシリンジ 1ML29G X 13MM	4987458082993	18Aロット以降	平成30年10月頃

なお、変更時期は出荷状況により前後しますので、あしからずご了承下さい。

入数、商品コード、梱包形態の変更はありません。