

「ニプロ輸液ポンプ用セット」(PVCフリータイプ)
仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロ輸液ポンプ用セット」の仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。 敬具

変更内容

- 輸液ポンプへの装着性を向上させるために、シリコーンのコーティング方法を変更します。

対象製品及び変更時期

	JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	
*	4987458038686	03-868	MIS-TNG202NHP Z	17L 以降	
*	4987458038693	03-869	MIS-TNG-202 NHP		
*	4987458038853	03-885	MIS-TNG-202NHP M180K B Z	17L22R1	
*	4987458074189	07-418	STFP-221V2MI 00 B	17J24L1	
*	4987458554056	55-405	STFP-321V2I00D70 BZ	17L 以降	
*	4987458554247	55-424	STFP-311I00B Z		
	4987458554254	55-425	STFP-311I00B	17K06L2	
*	4987458554285	55-428	STFP-321I00B Z	17L 以降	
*	4987458554292	55-429	STFP-321I00B		
	4987458554346	55-434	STFP-311R00B Z	17J27L2	
	4987458554353	55-435	STFP-311R00B	17L 以降	
*	4987458554384	55-438	STFP-321R00B Z		
*	4987458554391	55-439	STFP-321R00B		
*	4987458554452	55-445	STFP-321R00 NU B Z		
*	4987458554520	55-452	STFP-211I00 B Z		
*	4987458554537	55-453	STFP-211I00 B		
*	4987458554827	55-482	FPC-201E00M180B Z		
*	4987458554919	55-491	FPC-PB5003 S Z		
*	4987458554971	55-497	FPC-PB5003 N Z		17J27L1
*	4987458555862	55-586	FPC-PB5003P		17L 以降
*	4987458555886	55-588	FPC-201E00 M180B		
*	4987458555923	55-592	FPC-PB5003 CL Z	17J31L1	
*	4987458555961	55-596	FPC-301E00M180B Z	17L 以降	

*: 受注生産品