

結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子同定キット

ジェノスカラー[®]・PZA-TB II

結核菌群イソニアジド耐性遺伝子同定キット

ジェノスカラー[®]・INH-TB II

新発売のご案内



ジェノスカラー[®]・PZA-TB II



ジェノスカラー[®]・INH-TB II

特 長

- ジェノスカラー・PZA TB および INH TB にて2回必要であった増幅行程が1回になりました(喀痰検体)。
- ポリメラーゼ溶液が同封されており、お客様が増幅のための酵素を別途用意する必要がありません。
- 複数の増幅試薬が1本にまとめ、作業の手間が軽減されました。
- ジェノスカラー・RFP-TB II と測定条件が統一され、新発売の2製品を合わせた3製品を同時に検査できます。

仕 様

ジェノスカラー[®]・PZA-TB II

承認番号: 22900EZ00044000 体外診断用医薬品

ジェノスカラー[®]・INH-TB II

承認番号: 22900EZ00045000 体外診断用医薬品

商品コード	JANコード	品名	入り数	測定回数	参考価	備考
11-718	4987458117183	ジェノスカラー・PZA-TB II	1箱	20テスト	¥167,000	新発売
11-719	4987458117190	ジェノスカラー・INH-TB II	1箱	20テスト	¥167,000	新発売
11-664	4987458116643	ジェノスカラー・RFP-TB II	1箱	20テスト	¥167,000	販売中

発売時期

平成 30 年 3 月