

「シュアーフューザー®A PCAセット」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「シュアーフューザー®A PCAセット」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


敬具

変更内容


- PCAラインを接続型から一体型へ変更します。

(開封後、PCAラインと本体ラインの接続が不要になります。)

変更見本




■変更前



【接続型】

■変更後



【一体型】

● シュアーフューザー®A PCAセット 全品番

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
51-627	PCAS-0504DP/0515	平成30年5月中旬	18B 以降
51-628	PCAS-0504DP/0530	平成30年8月上旬	18C 以降
51-633	PCAS-0502DP/0530	平成30年8月中旬	18C 以降
51-566	PCAS-1004DP/1015	平成30年11月頃	18C 以降
51-567	PCAS-1004DP/1030	平成30年7月中旬	18C 以降
51-637	PCAS-1002DP/2030	平成30年5月上旬	18B 以降
51-638	PCAS-1002DP/2060	平成30年4月下旬	18B 以降
51-639	PCAS-1001DP/2030	平成30年4月上旬	18B 以降
51-640	PCAS-1001DP/2060	平成30年11月頃	18C 以降
51-644	PCAS-1002DP/3060	平成30年5月中旬	18B 以降
51-646	PCAS-1001DP/3060	平成30年6月上旬	18B 以降
51-658	PCAS-2-30P/3060	平成30年9月中旬	18C 以降
51-659	PCAS-3-30P/3030	平成30年7月中旬	18B 以降
51-660	PCAS-3-30P/3060	平成30年9月頃	18C 以降
51-661	PCAS-4-30P/3030	平成30年5月中旬	18B 以降
51-662	PCAS-4-30P/3060	平成30年4月上旬	18B 以降
51-663	PCAS-5-30P/3030	平成32年3月頃	18C 以降
51-664	PCAS-5-30P/3060	平成30年6月中旬	18B 以降
51-564	PCAM-123-10P/1015	平成30年6月上旬	18B 以降
51-565	PCAM-123-10P/1030	平成30年11月頃	18C 以降
51-591	PCAM-2345-10P/2015	平成30年7月中旬	18C 以降
51-592	PCAM-2345-10P/2030	平成30年6月中旬	18B 以降
51-552	PCAM-2345-30P/3060	平成30年5月上旬	18B 以降
※ 51-551	PCAM-2345-30P/3030	平成30年6月上旬	18B 以降
※ 51-553	PCAM-3456-30P/3030BL	平成30年4月下旬	18B 以降
※ 51-555	PCAM-2468-30P/3030	平成30年5月上旬	18B 以降
※ 51-587	PCAM-123-10P/2030	平成31年8月頃	18C 以降
※ 51-598	PCAM-2345-30P/2030	平成31年1月頃	18C 以降
※ 51-600	PCAM-235-30P/3030	平成32年2月頃	18C 以降
※ 51-605	PCAM-246-30P/3030	平成30年6月上旬	18C 以降
※ 51-606	PCAM-123-10P/0515	平成30年12月頃	18C 以降
※ 51-667	PCAS-1001DP/3060BS	平成30年6月中旬	18B 以降
※ 51-668	PCAS-05-10P/0530	平成30年7月下旬	18C 以降
※ 51-669	PCAS-05-10P/0515	平成30年9月頃	18C 以降
※ 51-674	PCAS-1036HR/3060L	平成30年9月頃	18C 以降
※ 51-676	PCAS-0501DP/2030	平成30年8月上旬	18B 以降
※ 51-773	PCAS-1004DP/2015	平成30年10月頃	18C 以降

※特注品