

平成 30 年 3 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「ニプロ精密限外濾過フィルターCF-609N」 止め具仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ニプロ精密限外濾過フィルターCF-609N の止め具の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。


敬具

変更内容

【変更内容、及び変更理由】

止め具のメッキ方法を六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更致します。

メッキ方法の変更に伴い、記の通り赤丸の部品（止め具）の仕様が変更となります。



変更開始ロット

変更開始ロット：18C05MA 以降のロットより変更致します。

※在庫数の関係上、ご施設様によって変更時期が前後する可能性があります。

また、詳細な変更時期は 弊社担当営業からご連絡させていただきます。