



食道用バルーンカテーテル

## ニプロ食道拡張用バルーンカテーテル *E-dive*<sup>TM</sup> 新発売のご案内



### 特 長

- 柔軟な素材による通過性の良いバルーン
- 正確な位置決めをサポートする2つの造影マーカ
- 1本で3段階の拡張
- クリアな内視鏡視野を確保するバルーン素材と形状



### 仕 様

医療機器届出番号：27B1X00045000126 クラス分類：クラスI（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
25-831	Eバルーン 6-8X80	1本/1箱	4987458258312
25-832	Eバルーン 8-10X80	1本/1箱	4987458258329
25-833	Eバルーン 10-12X80	1本/1箱	4987458258336
25-834	Eバルーン 12-15X80	1本/1箱	4987458258343
25-835	Eバルーン 15-18X80	1本/1箱	4987458258350
25-836	Eバルーン 18-20X80	1本/1箱	4987458258367

### 発売時期

平成30年4月18日