

平成 30 年 3 月

お客様 各位



「ナミック カスタムキット N」 一部品番 販売終了のご連絡

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「ナミック カスタムキット N」の一部品番の販売を終了することとなりましたのでご連絡申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。下記にご紹介する代替品をご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

販売終了対象品

商品コード	商品名	JAN コード
49-740	60691904 EC-SC4A	4987458497407
49-741	60691909 EC-SC4T2A	4987458497414
49-743	60691972 EC-SC4PML12FM	4987458497438
50-217	60691351 BAK-1122	4987458502170

販売終了理由

「ナミック カスタムキット N」の構成部品の 1 つであるインフレーションデバイス「アンコール 26」につきまして、本製品の製造元からの供給が終了したことに伴い、「ナミック カスタムキット N」の内、当該部品を使用する上記品番の製造を終了致します。

終了予定時期

販売終了予定は平成30年6月頃を見込んでおりますが、在庫終了次第となります為、品番によっては前後する場合がございます。

代替品

当該品と全く同一の構成を有する代替品は御座いませんが、インフレーションデバイス本体につきましては下記代替品が御座います。

●インフレーションデバイス代替品

商品コード	商品名	活栓仕様	参考価格	JANコード
44-626	GM-30	180°回転タイプ	18,000 円/本	4987458446269
44-627	GM-30F	360°回転タイプ	18,000 円/本	4987458446276

製造販売：株式会社グッドマン

販売：株式会社ニプロ

販売名：インフレーションデバイス GDM02

仕様：最大許容加圧力 3.0MPa (30atm/441psi) 最大充填液量 25mL

また、インフレーションデバイス本体以外の構成部品につきましては、下記の通り単品でのご用意が御座います。

●その他構成品代替品

商品コード	商品名	参考価格	JANコード
49-732	04490-20 アベニューイントロデューサ	1,000 円/個	4987458497322
49-729	04487-20 TD2 トルクデバイス	2,400 円/個	4987458497292
49-602	90701122 PML12 F-M	800 円/個	4987458496028
50-982	60690236 ヲハシカテコード	オープン	4987458509827

製造販売：ニプロ株式会社

販売名：ナミック フルイド アンド モニタリングライン

以上