

2018年 4月

お客様各位




「UK カフ付カテーテル」 ベンダブルトンネラ仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。
さて、この度弊社では「UK カフ付カテーテル」(医療機器承認番号:22400BZX00343000)
のベンダブルトンネラを下記の通り変更致します。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具

変更点

現行の UK カフ付カテーテルに同梱しておりますベンダブルトンネラの持ち手部分の保持性を向上させるため、持ち手部分の長さを 20mm 伸長致します。また、赤丸部の屈曲性を向上させるため、緑丸部と同様の太さに細く致します。
※製品性能の変更はありません。



対象品番と 変更開始時期

商品コード	品番	切り替わり予定時期	切り替わりロット
40-622	UB-1218-WPJ	2018年07月	36801041
40-623	UB-1221-WP	2018年09月	35801041
40-624	UB-1221-WPJ	2018年07月	36801031
40-625	UB-1225-WPJ	2018年06月	36801032
40-626	UB-1228-WP	2018年10月	35801031
40-627	UB-1228-WPJ	2019年06月	36801033

※切り替わりロットについては各担当営業よりご連絡致します。

以上