

注射筒・針用アダプタ

ケアサイト 新発売のご案内



特長

- 中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、ヘパリンロックなどを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。
- 300psi 未満での高圧注入が可能です。

仕様

医療機器届出番号: 13B1X00218474023

クラス分類: クラス I (一般医療機器)

JANコード	商品コード	品番	規格	入り数
4987458462016	46-201	ケアサイト	415122	100 個/箱
4987458547508	54-750	ケアサイト 延長チューブ付	470100	100 個/箱
4987458547515	54-751	ケアサイト 延長チューブ付	470104	100 個/箱
4987458547522	54-752	ケアサイト Y型延長チューブ付	470106	50 個/箱
4987458547539	54-753	ケアサイト 延長チューブ付	470108	100 個/箱

発売時期

2018年 4月 9日