

新発売

お客様 各位

平成 30 年 4 月



血液透析濾過器

ファインフラックス®「FIX®-U eco」 新発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度へモダイアフィルタ“ファインフラックス®「FIX®-U eco」”を新たに発売することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

特長

- 低分子量蛋白領域の高い除去特性
- 非対称構造に設計した ATA® (Asymmetric Triacetate) 膜による高い蛋白分画特性と経時劣化の抑制
- 膜表面平滑化による高い生体適合性
- PVP・BPA の溶出リスクなし



仕様

医療機器承認番号: 22600BZX00004000 高度管理医療機器 クラスⅢ

| | | |
|------------------|------------------|---------|
| 品名 | FIX-210U eco | |
| 商品コード | 65-840 | |
| JAN コード | 4987458658402 | |
| 膜面積 (㎡) | 2.1 | |
| 有効長 (mm) | 245 | |
| 血液容量 (mL) | 125 | |
| クリアランス (mL/min) | 尿素 | 249 |
| | クレアチニン | 248 |
| | リン | 245 |
| | VB ₁₂ | 232 |
| UFR (mL/hr/mmHg) | 90 | |
| 中空糸 | 材質 | トリアセテート |
| | 内径 (μm) | 200 |
| | 膜厚 (μm) | 25 |
| 滅菌方法 | ガンマ線滅菌 | |

■性能測定条件

JIS T 3250による

クリアランス測定条件: QB=250mL/min、QD=500mL/min、QF=30mL/min 試験液は水溶液

UFR 測定条: QB=250mL/min、QD=0mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±2%, TP=6.0±0.5g/dL)

販売開始時期

発売時期 4 月

※その他の膜面積につきましては順次追加いたします。

以上