





「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替え」 対応について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度は、平成30年3月16日付け医政安発0316第1号、薬生薬審発0316第1号、
薬生機審発0316第1号、薬生安発0316第1号通知「経腸栄養分野の小口径コネク
タ製品の切替えについて」への弊社の対応についてご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

概要

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品については、相互接続防止を目的とした
国際規格ISO 80369-3に準拠した製品への切替えが行われます。
新規格製品（ISO 80369-3 準拠品）は、既存規格製品との間で非嵌合となります。

既存規格	 (メス)	 (オス)
新規格 (ISO 80369-3)	 (オス)	 (メス)

【新規格の対象となる製品の例】（新規格製品に接続（併用）して使用する製品を含む。）

経鼻栄養用カテーテル、経腸栄養投与セット、経腸栄養用延長チューブ、経腸栄養
用活栓、胃瘻用カテーテル（PEGチューブ・ボタン）、注入器（栄養用）

対応予定製品

対応予定製品	
ニプロ経腸用輸液セット	ニプロ経腸栄養バッグ
ニプロカテーテル用シリンジ	ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ
ニプロCPチャンバーセット	ニプロEDバッグA
ニプロEN活栓	ニプロ経腸用輸液セットP
ニプロ栄養カテーテル	ニプロ経腸栄養バッグP
滅菌済コーフローフィーディングチューブ	GB胃瘻バルーンカテーテル

※新たな販売名、商品コード等については順次ご案内させていただきます。