

「神経麻酔分野の小口径コネクタ製品の切替え」 対応について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度は、平成29年12月27日付け医政総発1227第1号、薬生薬審発1227第1号、
薬生機審発1227第1号、薬生安発1227第1号通知「神経麻酔分野の小口径コネクタ製品の切替えについて」への弊社の対応についてご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。


敬具

概要

神経麻酔分野の小口径コネクタ製品については、相互接続防止を目的とした国際規格ISO 80369-6に準拠した製品への切替えが行われます。
新規格製品（ISO 80369-6 準拠品）は、既存規格製品との間で非嵌合となります。

【非嵌合の詳細】

- ・新規格品のメス部は既存規格品のメス部と比較して一回り細い形状になります。
- ・新規格品のオス部はカラーと呼ばれる筒で覆われています。



【適応範囲】

麻酔手技	主な使用製品	ISO 80369-6適応
脊椎くも膜下麻酔	スパイナル針	○
硬膜外麻酔	硬膜外針、硬膜外カテーテル	○
神経ブロック	神経ブロック針	○
	皮下用注射針、カテラン針	×
局所浸潤麻酔	皮下用注射針	×

【対応予定品】

対応予定品
ニプロシリンジ
シュアーフューザーA
ニプロCAP専用セット
ニプロエクステンションチューブ
ニプロ活栓
採液針

※新たな販売名、商品コード等については順次ご案内させていただきます。