

平成30年5月

お客様各位



## 持続緩徐式血液濾過器 「UT フィルター®」および「UT フィルター®S」 ろ液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、この度持続緩徐式血液濾過器「UT フィルター」および「UT フィルターS」のろ液口キャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具


### 変更点

ろ液口のキャップの形状を強度アップのため、下記の通り変更致します。  
(ろ液口キャップ外周部を肉厚にしました。)



注1) 血液口キャップとろ液口キャップの形状は異なります。  
そのためろ液口キャップを血液口に装着することはできません。

注2) 血液口のキャップは変更ありません。



### 対象製品

UT フィルターおよびUT フィルターS 全品番

### 変更開始ロット

18D19 以降のロット

※詳細な変更時期については弊社担当営業より、ご連絡させていただきます。