

「ニプロ経腸用輸液セット(ワンタッチロック)」 接続部形状変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度「ニプロ経腸用輸液セット(ワンタッチロック)」の接続部形状を一部変更致します
のでご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具


変更点

- ・ロック部形状を一部変更をいたします。
－変更により、今まで接続ができなかった流動食と接続が可能になります。
- ・ソフトアダプタの色を黄色から透明に変更いたします。
－工場での取り間違い防止のための変更になります。

変更前



変更後



変更品番

商品コード	商品名	変更開始ロット番号	JANコード	変更時期
03-724	GSZ-3D5SFHOT	18C21G2	4987458037245	平成30年5月末