

「ニプロ経腸用輸液セット」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度「ニプロ経腸用輸液セット」の包材及び滅菌方法につきまして仕様を
変更致しますのでご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更点

- ・包材デザイン及び滅菌方法を変更いたします。

変更前 EOG滅菌

変更後 ガンマ線滅菌



変更品番

商品コード	商品名	変更開始ロット番号	JANコード	変更時期
03-734	GSZ-3D5SFH	18C07G1	4987458037344	平成30年6月