

ウロキナーゼ使用排液用チューブ

UKドレーンカテーテル 品番追加のご案内

8Frサイズを追加しました。



特長

- ウロキナーゼを固定化しており、血栓等による閉塞を軽減します。
- スリット型ドレーンでは最も細径であり、小児や傷跡を小さくしたい狭部への留置に適しています。
- 引っ張り強度の高いポリウレタンを使用し、内腔を広く確保できるため高い排液効率が得られます。
- デプスマーク前後に1cm間隔のマークがあり(2~6cm)、固定や管理の目安に適しています。



仕様

医療機器承認番号：22100BZX00947000 医療機器クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）生物由来製品

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-565	UKドレーン UC-0811-DCN	10個	4987458405655

発売時期

平成30年5月16日