

中空糸型透析器

## トリアセテートホローファイバーダイアライザー 「FB-UP α eco シリーズ」

### 新発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度ダイアライザ「トリアセテートホローファイバーダイアライザー「FB-UP α eco シリーズ」」を新たに発売することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 特長

- ・ポアサイズ均一化により  $\beta_2$  ミクログロブリン領域の優れた除去特性とアルブミンの透過バランスを適正化
- ・リンなどの小分子量物質の高い除去性能
- ・優れた生体適合性と抗血栓性
- ・PVP・BPA フリーダイアライザ
- ・ドライタイプのガンマ線滅菌



#### 仕様

品名	FB-110UP α eco	FB-130UP α eco	FB-150UP α eco	FB-210UP α eco	
商品コード	65-906	65-908	65-910	65-916	
JAN コード	4987458659065	4987458659089	4987458659102	4987458659164	
膜面積 (㎡)	1.1	1.3	1.5	2.1	
有効長 (mm)	205	216	227	254	
血液容量 (mL)	65	75	90	125	
クリアランス (mL/min)	尿素	194	196	198	200
	クレアチニン	184	189	192	197
	リン	173	179	185	194
	VB <sub>12</sub>	131	139	148	167
	ミオグロビン	43	48	55	73
中空糸	材質	セルローストリアセテート			
	内径 (μm)	200			
	膜厚 (μm)	15			
滅菌方法	ガンマ線滅菌				

医療機器承認番号: 20200BZZ00672000

高度管理医療機器 クラスⅢ、機能区分 I a 型

#### ■性能測定条件

JIS T 3250による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

#### 発売時期

6月27日 (FB-110UP α eco、FB-130UP α eco、FB-150UP α eco、FB-210UP α eco)

※その他の膜面積につきましては順次追加致します。

以上