

吸引チューブ

スリムドレーン コネクティングチューブ 品番追加のご案内

Yタイプ(2又)をラインナップしました



特 長

- UKドレーンカテーテルとスリムドレーンバックの間を延長する際にご使用下さい。
- 透明なチューブで排液や吸引の確認が容易に行えます。

仕 様

医療機器届出番号：27B1X00045000125 医療機器クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-593	コネクティングチューブ UC-1580-CT	20本	4987458405938

発売時期

平成30年7月18日