

新発売

平成30年7月

NIPRO
ニプロ株式会社

GB胃瘻バルーンカテーテル ボタン型 ラージボアタイプ

新発売のご案内



特 長

- 水抜けの少ないGB（ガスバリア性）シリコンバルーンを採用
- 体外留置部のサイズはそのままに、注入口面積を約2倍に設計
- ミキサー食・半固形食の注入も容易に

発売時期

- 平成30年7月17日

仕 様

医療機器認証番号: 220ADBZX00115000
医療機器クラス分類: クラスII (管理医療機器)

商品コード	商品名	製品番号	外径	シャフト長 (mm)	バルーン 容量	JANコード
25-560	BOTAN-L 18F-24	0953145	18Fr	24	10mL	4987458255601
25-561	BOTAN-L 18F-30	0953146		30		4987458255618
25-562	BOTAN-L 18F-34	0953147		34		4987458255625
25-563	BOTAN-L 18F-44	0953149		44		4987458255632
25-566	BOTAN-L 20F-20	0953154	20Fr	20		4987458255663
25-567	BOTAN-L 20F-24	0953155		24		4987458255670
25-568	BOTAN-L 20F-30	0953156		30		4987458255687
25-569	BOTAN-L 20F-34	0953157		34		4987458255694
25-570	BOTAN-L 20F-39	0953158		39		4987458255700
25-571	BOTAN-L 20F-44	0953159		44		4987458255717
25-572	BOTAN-L 20F-50	0953160		50		4987458255724
25-574	BOTAN-L 22F-24	0953165	22Fr	24		4987458255748
25-575	BOTAN-L 22F-30	0953166		30		4987458255755
25-576	BOTAN-L 22F-34	0953167		34		4987458255762
25-577	BOTAN-L 22F-39	0953168		39		4987458255779
25-578	BOTAN-L 22F-44	0953169	24Fr	44		4987458255786
25-581	BOTAN-L 24F-24	0953175		24		4987458255816
25-582	BOTAN-L 24F-30	0953176		30		4987458255823
25-583	BOTAN-L 24F-34	0953177		34		4987458255830
25-584	BOTAN-L 24F-39	0953178		39		4987458255847
25-585	BOTAN-L 24F-44	0953179		44		4987458255854

包装単位: 1本/箱