

# 新発売

中空糸型透析器

平成30年7月  
**NIPRO**  
ニプロ株式会社

## ニプロ中空糸型透析器 PES「PES-KG α eco シリーズ」

### 新発売のご案内



#### 特長

- ポアサイズの均一化により、 $\beta_2$ -MG 領域の高い除去特性とアルブミン漏出量を抑えた I a 型ダイアライザ
- 高い小分子除去性能
- BPA フリーダイアライザ

#### 仕様

医療機器承認番号:22700BZX00362000 高度管理医療機器(クラスⅢ)

品名	PES-11KG α eco	PES-13KG α eco	PES-15KG α eco	PES-21KG α eco	
商品コード	65-924	65-926	65-928	65-934	
JANコード	4987458659249	4987458659263	4987458659287	4987458659348	
膜面積(m <sup>2</sup> )	1.1	1.3	1.5	2.1	
有効長(mm)	228	245	259	290	
血液容量(mL)	68	78	93	128	
クリアランス (mL/min)	尿素	192	195	197	200
	クレアチニン	183	188	192	199
	リン	172	179	186	196
	VB <sub>12</sub>	126	138	148	169
	ミオグロビン	60	69	77	98
中空糸	材質	ポリエーテルスルホン			
	内径	200 μm			
	膜厚	40 μm			
滅菌方法	ガンマ線滅菌				

#### ■性能測定条件

JIS T 3250 による クリアランス測定条件:QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

#### 発売時期

・平成30年7月25日

以上