

「UK カフ付カテーテル」 クランプ材質変更のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「UK カフ付カテーテル」のクランプの材質を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


対象品番

商品コード	JAN コード	品番
40-622	4987458406225	UB-1218-WPJ
40-623	4987458406232	UB-1221-WP
40-624	4987458406249	UB-1221-WPJ
40-625	4987458406256	UB-1225-WPJ
40-626	4987458406263	UB-1228-WP
40-627	4987458406270	UB-1228-WPJ

変更内容

現在、UKカフ付カテーテルに付属されているクランプの材質をPP(ポリプロピレン)から、POM(ポリアセタール)に変更させていただきます。POM(ポリアセタール)製クランプは締め付け力が長時間維持され、かつ柔軟性もあり破損し難い材質となります。

《現行品》



《変更品》



※材質変更となりますので、外観上の違いはありません。

※価格・仕様については変更ございません。

変更時期

商品コード	品番	変更ロット	変更開始予定時期
40-622	UB-1218-WPJ	36803011	平成 30 年 10 月
40-623	UB-1221-WP	35803011	平成 31 年 1 月
40-624	UB-1221-WPJ	36803021	平成 30 年 10 月
40-625	UB-1225-WPJ	36803022	平成 30 年 10 月
40-626	UB-1228-WP	未定	平成 31 年 4 月
40-627	UB-1228-WPJ	未定	平成 31 年 4 月

以上