

**「ニプロフィルターセット」(PVCタイプ)
 一部品番仕様変更のご案内**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロフィルターセット」の一部品番につきまして仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

輸液ポンプへの装着性を向上させるために、点滴筒直下のチューブにシリコンを塗布します。

対象製品及び詳細

	JAN コード	商品コード	品番	初回ロット
*	4987458291913	29-191	FPE-20BYC-455-T	18G12
	4987458292392	29-239	FG-20ZT 46	18G12
*	4987458293733	29-373	FG-20BT 12 (16)	18H03
*	4987458294235	29-423	FG-20ZYC 190	18H17
*	4987458294662	29-466	FG-20BYCT-N352	18G 以降
*	4987458295447	29-544	FG-20ZF-517	18G 以降
*	4987458295553	29-555	FG-20BW-N22	18G27
*	4987458295652	29-565	FG-20ZY-N324	18G 以降
*	4987458295904	29-590	FG-20BY-N437	18G 以降
*	4987458296406	29-640	FG-20BT 93	18G10
	4987458297083	29-708	FG-20ZYCGP	18G 以降
	4987458297090	29-709	FG-20BYCGP	18H23
*	4987458297168	29-716	FG-20ZYC 502	18H03
*	4987458297229	29-722	FG-20BYC-519	18G 以降
*	4987458298110	29-811	FG-20BYC 300	19H23
	4987458533259	53-325	FI-02ZYGLP	18G 以降
*	4987458533303	53-330	FI-02ZYGN9P	18G 以降
	4987458535031	53-503	STFGP-20ZRCG	18G 以降
	4987458535048	53-504	STFGP-20BRCG	18G20
	4987458535079	53-507	STFGP-20ZPG	18G17
	4987458535086	53-508	STFGP-20BPG	18I07
	4987458535116	53-511	STFGP-20ZPH	18G17
	4987458535123	53-512	STFGP-20BPH	18G 以降
*	4987458536045	53-604	STFG-20BPH-02	19H22
*	4987458536090	53-609	STFG-20ZPH-02	18G 以降
*	4987458536403	53-640	STFGP-20BPI	18G27
*	4987458536434	53-643	STFGP-20ZPI	18G 以降
*	4987458536526	53-652	STFGP-20ZPH-01	18G 以降

* : 受注生産品