

お客様 各位

「ニプロアイセット」(PVCタイプ) 一部品番仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロアイセット」の一部品番につきまして仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

輸液ポンプへの装着性を向上させるために、点滴筒直下のチューブにシリコンを塗布します。

対象製品及び詳細

	JANコード	商品コード	品番	初回ロット
	4987458541247	54-124	IIS-ZSNP	18G 以降
*	4987458541292	54-129	IIS-PS3PNP	18G 以降
*	4987458541308	54-130	IIS-ZS1P1NP	18G18
*	4987458541315	54-131	IIS-PS1P1NP	18G 以降
*	4987458541346	54-134	IIS-ZSY1N-01	18G 以降
*	4987458660085	66-008	I-ZSFPYC-038	18G27
*	4987458660269	66-026	I-ZSYC-111	18G 以降
*	4987458660665	66-066	I-PSFPYC2-011	18G 以降
*	4987458661495	66-149	I-ZS-FP-YC2	18G27
*	4987458661655	66-165	I-PS-FP-Y(2D)	18G 以降

* : 受注生産品

以上