

**お客様各位**



ニプロ株式会社


「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」  
 (ダブルルーメンカテーテル ダブルアクシアル型)  
 ベビーフロー(細径穿刺針タイプ)仕様変更のご案内

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。  
 さて、この度「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」(ダブルルーメンカテーテル ダブルアクシアル型)  
 ベビーフローの固定具追加等仕様変更致しますので、ご案内申し上げます。  
 何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

**仕様**

- ・ウィングを追加いたしました。
  - ・ミニクランプホルダ(横ずれ防止)を追加いたしました。
  - ・クランプにプライミング容量の記載を致しました。
- ※上記変更に伴う、価格の変更はございません。



医療機器承認番号：16100BZZ01735000 ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル

○変更品番

商品コード	JANコード	商品名	種類
40-361	4987458403613	BA/UK UB-0610-W	細径穿刺針タイプ

**切替時期**

2018年11月(切り替わりロット：23805011)

以上