

## 「UK カフ付カテーテル」

### サイズ追加並びに仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「UK カフ付カテーテル」につきまして、サイズ追加並びに仕様変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

#### 仕様

有効長 16cm、有効長 23 cm、有効長 33 cm の 3 タイプのカテーテル長を新規追加しました。有効長 23 cm タイプはカテーテルデプスマークを両面印字しております。また有効長 25cm タイプもカテーテルデプスマークを両面印字に致しました。

商品コード	品名	有効長 (cm)	カテーテルデプスマーク両面印字	カテーテル流量 (mL/min)		プライミング量 (mL)		カテーテル形状
				脱血側	送血側	脱血側	送血側	
40-649	UB-1216-WPJ	16	×	337	280	1.3	1.3	プレカーブ
40-650	UB-1223-WPJ	23	○	301	257	1.6	1.6	プレカーブ
40-625	UB-1225-WPJ	25	○	295	255	1.7	1.7	プレカーブ
40-651	UB-1233-WP	33	×	272	231	2.0	2.0	ストレート

※価格については変更ございません。

○UB-1216-WPJ (有効長 16cm:プレカーブ)



○UB-1223-WPJ (有効長 23cm:プレカーブ:両面印字)



○UB-1225-WPJ(有効長 25cm:プレカーブ:両面印字変更)

○UB-1233-WP(有効長 33cm:ストレート)



### 発売時期

○追加品番

商品コード	品名	有効長(cm)	カテーテル デプスマーク 両面印字	カテーテル形状	初回ロット	発売時期
40-649	UB-1216-WPJ	16	×	プレカーブ	36808031	平成 30 年 11 月末
40-650	UB-1223-WPJ	23	○	プレカーブ	36808032	平成 30 年 11 月末
40-651	UB-1233-WP	33	×	ストレート	35808031	平成 30 年 11 月末

○変更品番

商品コード	品名	有効長(cm)	カテーテル デプスマーク 両面印字	カテーテル 形状	変更ロット	変更時期
40-625	UB-1225-WPJ	25	○	プレカーブ	36808022	平成 30 年 11 月末

以上