

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」


NS-1011-NCV-2-F-1C

販売終了のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。
 弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 高圧蒸気滅菌品 (NS-1011-NCV-2-F-1C) の販売を終了させて頂くことになりました。代替製品として透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」補液回路 ガンマ線滅菌品 (NS-3000-NCV-F1) を販売致しますので、ご案内申し上げます。
 JAN コード、商品コード、品番、包装形態等が異なります。
 変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。
 今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

	変更前製品		変更後製品	変更の有無
販売名称	シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)		シュアフロー [®] N 付属品(補液ライン)	変更なし
製造販売 認証番号	220AABZX00073000		220AABZX00073000	変更なし
商品コード	70-328		73-909	変更あり
品番	NS-1011-NCV-2-F-1C		NS-3000-NCV-F1	変更あり
JAN コード	4987458703287		4987458739095	変更あり
個包装形態	高圧蒸気滅菌用包材		ガンマ線滅菌用包材	変更あり
最小販売数/ サイズ(縦×横×高さ)	60 本/ 58×46×27 cm		24 本/ 22×27.5×25 cm	変更あり
滅菌方法	高圧蒸気滅菌		ガンマ線滅菌	変更あり
チューブ可塑剤	フタル酸ジ-2-エチヘキシル (DEHP)		1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジ イソノルエステル (DINCH)	変更あり
シャントキャップ	通常タイプ(フック無し)		リサーキュレーションタイプ (フック有り)	変更あり
チューブ径 (透析液供給口側)	3.0×5.1 mm		3.3×5.0 mm	変更あり
クランプの位置	ローリングチューブ側		透析液供給口側	変更あり

裏面に続きます

品番図面

変更前製品	<table border="1"> <tr> <td>MODEL:NO.</td> <td>NS-1011-NCV-2-F-1C</td> <td>TYPE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>	MODEL:NO.	NS-1011-NCV-2-F-1C	TYPE					
	MODEL:NO.	NS-1011-NCV-2-F-1C	TYPE						
変更後製品	<table border="1"> <tr> <td>MODEL:NO.</td> <td>NS-3000-NCV-F1</td> <td>TYPE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> </table>	MODEL:NO.	NS-3000-NCV-F1	TYPE					
MODEL:NO.	NS-3000-NCV-F1	TYPE							

赤で囲った部分が変更点となります。

包装形態

	変更前	変更後	サイズ比較
外箱	<p>60 本入り(最小販売数)</p>	<p>24 本入り(最小販売数)</p>	
個包装			

変更開始時期

変更ロット 18J14 より

以上